

Lits Filtrants de Phytoépuration (évapotranspiration)

1 Fiche technique Lits Filtrants de Phytoépuration (évapotranspiration)

TYPE	SURFACE UTILE	LIT FILTRANT				
		Code	m ²	Largeur cm	Longueur cm	Hauteur cm
L-01	5,50		250	250	100	47
L-02	7,00		250	325	100	61
L-03	9,00		250	400	100	75
L-04	10,00		250	450	100	85
L-05	12,50		250	550	100	100
L-06	15,00		250	650	100	117
L-07	17,50		250	750	100	138
L-08	19,00		250	850	100	155
L-08	21,50		250	950	100	168
L-09	22,50		250	1 017	100	195

Pour des surfaces plus importantes, veuillez contacter le service commercial.

Le lit filtrant est équipé de tuyauteries internes de drainage en PEHD ou en PVC et d'un puits en béton armé avec tuyauterie interne pour la régulation du niveau de l'eau du lit.

La dalle de fondation doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm et être renforcée par une double grille électro-soudée de diamètre. 8 mm, grille 20x20 cm.

Une couche de sable de 3 à 5 cm d'épaisseur doit être placée sur la dalle de fondation pour soutenir les préfabriqués.